



# Influenza A/B RAPID TEST DEVICE

Registro Sanitario No. 1017R2021 SSA



El dispositivo de prueba rápida de influenza A/B detecta los antígenos virales de influenza A y B a través de la interpretación visual del desarrollo del color. Los anticuerpos antiinfluenza A y B contra los antígenos de nucleoproteína se inmovilizan en la región de prueba A y B de la membrana de nitrocelulosa, respectivamente. Se agrega una muestra de lavado/aspirado o hisopado al buffer de extracción de muestras que está optimizado para extraer los antígenos nucleoproteicos de influenza A o B..


## ALMACENAMIENTO

Guarde el dispositivo de prueba rápida de influenza A/B a 2~30 °C cuando no esté en uso.

No congelar.

El dispositivo de prueba rápida de influenza A/B es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción cuando se almacena correctamente en bolsas de papel de aluminio con desecante sin abrir.

## MODO DE USO



- 1 Lleve los dispositivos, reactivos, muestras y controles a temperatura ambiente (15~30°C) antes de usarlos.
- 2 Para cada hisopo de muestra, abra la bolsa de aluminio justo antes de realizar la prueba, retire el dispositivo de prueba y colóquelo en una superficie limpia y nivelada. Etiquete el tubo con la identificación del paciente. Para obtener los mejores resultados, el ensayo debe realizarse dentro de una hora.
- 3 Mezcle suavemente el buffer diluyente de muestra. Agregue 10 gotas en el tubo de extracción.

Para hisopos nasales / nasofaríngeos

A) Inserte el hisopo en el tubo de extracción. Mezcle bien y apriete el hisopo varias veces comprimiendo las paredes del tubo contra el hisopo.

B) Haga rodar la cabeza del hisopo contra el interior del tubo mientras lo retira. Intente liberar la mayor cantidad de líquido posible. Deseche el hisopo usado de acuerdo con su protocolo de eliminación de desechos de riesgo biológico.

Para muestras de aspiración / lavado nasal

A) Mezcle bien la muestra. No centrifugue, ya que la eliminación de material celular puede afectar negativamente la sensibilidad de la prueba.

B) Transfiera 300 µL de muestra al tubo de extracción con una pipeta de transferencia.

C) Inserte la boquilla filtrada en el tubo de extracción de muestra. Invierta el tubo y agregue 2 gotas (aproximadamente 100 µL) de muestra de prueba en el pocillo (S) del dispositivo, apretando suavemente el tubo.

- 4 Lea los resultados a los 15 minutos. No manipule ni mueva el dispositivo de prueba hasta que haya transcurrido el tiempo indicado. No interprete el resultado después de 20 minutos.

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

